

р/г 6212u

Форма 24 на 28.07.2014

Замена светильников. Регенерация ПП Ф1 БМП

ВРЕМЯ	ЭКИПАЖ	РАБОТА / б/и или р/г
06:00-06:05	КЭ, БИ-1, БИ-2	IVA - чтение напоминания по ношению одежды для физических упражнений
06:00-06:10	БИ-4	Осмотр станции. Тестирование ПСС СМ / <i>PCY п.3.3 стр.3-2 (33)</i>
06:00-06:05	БИ-5	REMINDER- чтение напоминания
06:00-06:10	БИ-6	Осмотр станции
06:05-06:10	КЭ, БИ-1, БИ-2	IVA - чтение напоминания по ношению повседневной одежды
06:05-06:10	БИ-5	REMINDER - чтение напоминаний
06:10-06:20	КЭ	Осмотр станции
06:10-06:20	БИ-1	Осмотр станции. Перегрузка Laptop RS1(2) / <i>БВС п.2.1.2 стр.2-3 (11)</i>
06:10-06:20	БИ-2	Осмотр станции. Осмотр разъема СМ-У на МНР-НС за пан.139 АСУ. Перегрузка Laptop RSS2 / <i>р/г 1009 ш.1</i>
06:10-06:40	БИ-4	Утренний туалет
06:10-06:15	БИ-5	ПРОК - отбор проб урины
06:10-06:50	БИ-6	Утренний туалет
06:15-06:35	БИ-5	HRF - отбор проб урины
06:20-06:55	КЭ	Утренний туалет
06:20-06:40	БИ-1, БИ-2	Утренний туалет
06:35-06:40	БИ-5	HRF- установка проб в MELFI
06:40-07:30	БИ-1, БИ-2, БИ-4	Завтрак
06:45-07:15	БИ-5	HRF - отбор проб крови
06:50-07:05	БИ-6	HRF - помощь при отборе проб крови
06:55-07:00	КЭ	HRF - отбор проб крови и фотографирование
07:00-07:30	КЭ	Завтрак
07:05-07:30	БИ-6	Завтрак
07:15-07:35	БИ-5	Утренний туалет
07:30-07:40	КЭ	CIR - демонтаж аппаратуры
07:30-07:50	БИ-1, БИ-2, БИ-4	Подготовка к работе
07:30-07:40	БИ-6	Подготовка к работе
07:35-07:45	БИ-5	HRF - конфигурация холодильной центрифуги
07:40-07:50	КЭ	Подготовка к работе
07:40-07:50	БИ-6	MSG - визуальный осмотр аппаратуры
07:45-07:50	БИ-5	Подготовка к работе
07:50-08:15	.	Ежедневная конференция по планированию (<i>S-band</i>)
08:15-09:35	КЭ	ФУ ARED

08:15-08:20	БИ-1	АСЕПТИК. Включение Криогем-03 на +37°C / р/э 6219
08:15-08:40	БИ-2	Подготовка к работе
08:15-08:30	БИ-4	поУЗ Регенерация поглотительного патрона Ф1 БМП (начало) / СОГС п.5.3 ш.1 стр.5-3 (78)
08:15-08:20	БИ-5	HRF - извлечение проб с кровью и выключение холодильной центрифуги
08:15-08:20	БИ-6	Подготовка к работе
08:20-09:30	БИ-1	АСЕПТИК. Фотографирование питательной среды до начала эксперимента. <i>Перег. со спец.</i> / р/э 6219
08:20-08:25	БИ-5	HRF- установка проб в MELFI
08:20-09:10	БИ-6	BASS - подготовительные операции
08:25-08:50	БИ-5	Подготовка к работе
08:30-10:40	БИ-4	Разгрузка ТКГ №423 (СО1) с занесением информации в IMS / РПП ТКГ №423+ р/э 6203
08:40-10:10	БИ-2	Замена светильников ССД305 (2 шт.) / р/э 6214
08:50-09:20	БИ-5	EMU - перемешивание воды
09:20-10:05	БИ-5	Отбор проб из контура охлаждения EMU
09:30-10:10	БИ-1	АСЕПТИК. Отбор проб с поверхностей Главбокса и размещение в Криогем-03. <i>Перег. со спец.</i> / р/э 6219
09:30-09:50	БИ-6	Ежемесячная конференция с Руководством полета ESA
09:35-09:40	КЭ	IVA - заполнение опросника по одежде для физических упражнений
09:40-10:05	КЭ	СВЕР - установка модулей PEU и MEU
09:50-11:20	БИ-6	ФУ ARED
10:05-10:30	КЭ	Заправка водой LVCG EMU
10:05-10:20	БИ-5	HRF - заключительные операции с аппаратурой и укладка на хранение
10:10-10:55	БИ-2	КАСКАД. Извлечение из ТБУ-В №04 и размещение в Главбоксе. <i>Перег. со спец.</i> / р/э 6220
10:15-10:55	БИ-1	ТО СОЖ / СОЖ п.4.4 ш.1 стр.4-26 (97)
10:20-10:40	БИ-5	HRF - укладка оборудования для сбора образцов урины
10:30-11:15	КЭ	ТО контура охлаждения скафандра EMU, часть 1
10:40-12:00	БИ-4	ВИРТУАЛ. Выполнение эксперимента. <i>Перег. со спец. (при необх.)</i> / р/э 5790
10:40-11:25	БИ-5	Подготовка к загрузке ПО RIC контроллера интерфейсов стойки HRF2
10:55-11:15	БИ-1	АСЕПТИК. Размещение в Главбоксе и включение стерилизации. <i>Перег. со спец.</i> / р/э 6219
10:55-11:10	БИ-2	Сброс данных по физическим упражнениям / р/э 5929
11:10-12:25	БИ-2	ФУ БД-2 - 1
11:15-11:20	КЭ	Укладка просохшей одежды
11:15-11:45	БИ-1	АСЕПТИК. Редактирование и сброс фотоснимков на Землю / р/э

		6219
11:20-12:30	КЭ	ФУ Т2
11:20-12:40	БИ-6	BASS - тестовые операции
11:25-12:35	БИ-5	ФУ CEVIS
12:00-13:00	БИ-4	ФУ ВЕЛО - 1
12:05-12:15	БИ-1	Замена блока фильтров (БФ) СО2 ИК0501. Установить №150 (00062964R, СМ1РО_4_449_1, контейнер (00060383R)). Отметить в IMS / СКДС п.4.17.2 стр. 4-17 (31)
12:15-12:25	БИ-1	АСЕПТИК. Изменение положения оборудования в боксе / р/э 6219
12:25-13:20	БИ-1	ФУ БД-2 - 2
12:25-12:30	БИ-2	IVA - заполнение опросника по одежде для физических упражнений / Методическое обеспечение АС
12:30-13:30	КЭ	Обед
12:30-12:50	БИ-2	Подтяжка зажимов винтовых быстросъемных ТК №712 (МИМ2) / ПК п.3.3 ш.2 стр.3-6 (68)
12:35-12:50	БИ-5	Окончание загрузки ПО RIC контроллера интерфейсов стойки HRF2
12:40-13:40	БИ-6	Обед
12:50-13:50	БИ-5	Обед
13:00-14:00	БИ-2, БИ-4	Обед
13:20-13:25	БИ-1	IVA - заполнение опросника по одежде для физических упражнений / Методическое обеспечение АС
13:25-13:30	БИ-1	АСЕПТИК. Отключение стерилизации бокса. <i>Перег. со спец.</i> / р/э 6219
13:30-13:45	КЭ	Приватная психологическая конференция
13:30-14:30	БИ-1	Обед
13:40-14:50	БИ-6	GHF - измерение сопротивления нагревательных элементов
13:45-14:15	КЭ	EMU - отбор пробы воды
13:50-14:00	БИ-5	ПРОК - фотографирование листа с РН и логфайлов с пищей
14:00-14:50	БИ-2	КАСКАД. Заправка биореактора и размещение в ТБУ-В №04 на +26°С. <i>Перег. со спец.</i> / р/э 6220
14:00-14:20	БИ-5	Регламентное ТО анализатора продуктов горения
14:05-14:20	БИ-4	КАСКАД. Фотографирование при проведении эксперимента / р/э 6221
14:15-14:45	КЭ	ТО контура охлаждения скафандра EMU, часть 2
14:20-15:30	БИ-4	Разгрузка ТКГ №423 (СО1) с занесением информации в IMS / РПП ТКГ №423 + р/э 6203
14:30-15:00	БИ-1	Замена М-приемника урины (МП) и фильтр-вставки (Ф-В) АСУ. Установить М-П № 0240016 (00063467R, СМ1РО_1_138_1), Ф-В № 1301257 (00061683R, СМ1РО_1_138_1, чехол 1200024 (00045144R)). Отметить в IMS / ПТО ВнукД СМ п.7.1.4 стр.7-5 (198)
14:45-16:15	КЭ, БИ-5	EVA - осмотр фланца сублиматора

14:50-15:05	БИ-2	КАСКАД. Фотографирование / p/г 6220
14:55-16:25	БИ-6	BASS - заключительные операции
15:00-15:30	БИ-1	АСЕПТИК. Отбор проб с поверхности и начало отбора проб воздуха. <i>Перег. со спец.</i> / p/г 6219
15:05-15:10	БИ-2	Укладка просохшей одежды / Методическое обеспечение АС
15:10-17:10	БИ-2	Тестовая отработка СПО МИС на борту РС МКС / p/г 6215
15:30-15:35	БИ-1	Укладка просохшей одежды / Методическое обеспечение АС
15:30-15:50	БИ-4	Редактирование данных IMS / СУИ п.2.2.1,2.2.2,2.3 стр.2-2 по 2-4 (11-13)
15:35-17:05	БИ-1	ФУ ARED
15:50-16:45	БИ-4	КАЛЬЦИЙ. Проведение 2-ой сессии эксперимента. <i>Перег. со спец.</i> / p/г 6216
16:15-16:30	КЭ	COMMD- заполнение опросника
16:15-16:30	БИ-5	COMMD-заполнение опросника
16:25-17:05	БИ-6	Регламентное ТО анализатора продуктов горения
16:45-17:30	КЭ	ТО контура охлаждения скафандра EMU, часть 3
16:45-18:15	БИ-4	ФУ БД-2 - 1
17:05-18:05	БИ-1	Разгрузка ТКГ №423 (СО1) с занесением информации в IMS / РПР ТКГ №423 + p/г 6203
17:05-17:15	БИ-6	MSG - выключение питания Главбокса
17:15-18:15	БИ-2	ФУ ВЕЛО - 1
17:15-18:35	БИ-5	ФУ ARED
17:15-18:15	БИ-6	ФУ T2
17:30-18:00	КЭ	Замена скафандра EMU
18:05-18:30	БИ-1	Вечерняя подготовка к работе
18:10-18:35	КЭ	Вечерняя подготовка к работе
18:15-18:30	БИ-2	Вечерняя подготовка к работе
18:15-18:35	БИ-4	Вечерняя подготовка к работе
18:15-18:30	БИ-6	HMS - фотографирование рационов питания
18:30-18:35	БИ-1	АСЕПТИК. Контроль автоматического отключения насоса. <i>Перег. со спец.</i> / p/г 6219
18:30-18:35	БИ-2	"Гематокрит". Подготовка оборудования / МО кн.2 п.12.1 ш.1,2 стр.12-1 (1)
18:30-18:35	БИ-6	Вечерняя подготовка к работе
18:35-19:00	.	Ежедневная конференция по планированию (<i>S-band</i>)
19:00-19:25	КЭ, БИ-2	Вечерняя подготовка к работе
19:00-19:20	БИ-1	АСЕПТИК. Извлечение проб из бокса и размещение на инкубирование. Отключение питания бокса. <i>Перег. со спец.</i> / p/г 6219
19:00-19:30	БИ-4, БИ-5, БИ-6	Вечерняя подготовка к работе
19:25-19:30	КЭ	IVA - заполнение опросника по повседневной одежде

19:25-19:30	БИ-2, БИ-1	IVA - заполнение опросника по повседневной одежде / Методическое обеспечение АС
19:30-21:20	КЭ, БИ-1, БИ-2	Операции перед сном
19:30-21:15	БИ-4	Операции перед сном
19:30-21:30	БИ-5, БИ-6	Операции перед сном
21:15-21:30	БИ-4	поУЗ Регенерация поглотительного патрона Ф1 БМП (окончание) / СОГС п.5.3 ш.2,3 стр.5-4 (79)
21:20-21:25	КЭ, БИ-1, БИ-2	IVA - чтение напоминания по ношению одежды для физических упражнений
21:25-21:30	КЭ, БИ-1, БИ-2	IVA - чтение напоминания по ношению повседневной одежды
21:30-06:00	.	Сон
Task List	БИ-1, БИ-2, БИ-4	Подготовка репортажей для сайта Роскосмоса / p/e 4323
		ЭКОН-М. Наблюдение и фотосъемка
	БИ-2	УРАГАН. Наблюдение и фотосъемка / p/e 6217

Примечания:

1. Отсутствующие ссылки по американским работам см. в OSTPV
2. Операции перед сном: ужин, подготовка суточного рациона, вечерний туалет
3. Занятия на американских тренажерах для российских членов экипажа строго по Ф24 или OSTPV
4. Запрет на выполнение ФУ на Т2 - **21:45-22:25**

Конец p/г