

p/г 6225u

Форма 24 на 29.07.2014

**Разгрузка ТКГ №423. Эксперимент "Альбедо"**

<b>ВРЕМЯ</b>	<b>ЭКИПАЖ</b>	<b>РАБОТА / б/и или p/г</b>
06:00-06:05	КЭ, <b>БИ-1, БИ-2</b>	IVA - чтение напоминания по ношению одежды для физических упражнений / <i>Методическое обеспечение АС</i>
06:00-06:20	<b>БИ-4</b>	Осмотр станции. Перезагрузка Laptop RS1(2) / <i>БВС п.2.1.2 стр.2-3 (11)</i> Тестирование ПСС СМ / <i>PCY п.3.3 стр.3-2 (33)</i>
06:00-06:10	БИ-5, БИ-6	Осмотр станции
06:05-06:10	КЭ, <b>БИ-1, БИ-2</b>	IVA - чтение напоминания по ношению повседневной одежды / <i>Методическое обеспечение АС</i>
06:10-06:20	КЭ	Осмотр станции
06:10-06:20	<b>БИ-1, БИ-4, БИ-6, БИ-2</b>	"Гематокрит". Определение гематокритного числа / <i>МО кн.2 п.12.1 ш.3 по 23 стр.12-1 по 12-3 (1-3)</i>
06:10-06:20	<b>БИ-2</b>	Осмотр станции. Перезагрузка Laptop RSS2 / <i>p/г 1009 ш.1</i>
06:10-06:40	БИ-5	Утренний туалет
06:10-06:30	БИ-6	Утренний туалет
06:20-06:50	КЭ	Утренний туалет
06:20-06:40	<b>БИ-1, БИ-2</b>	Утренний туалет
06:30-06:50	<b>БИ-4</b>	Утренний туалет
06:40-07:30	<b>БИ-1, БИ-6</b>	Завтрак
06:40-07:20	БИ-5	Завтрак
06:50-07:30	КЭ, <b>БИ-4</b>	Завтрак
06:50-06:55	<b>БИ-2</b>	"Гематокрит". Укладка оборудования / <i>МО кн.2 п.12.1 ш.24-26 стр.12-3 (3)</i>
06:55-07:30	<b>БИ-2</b>	Завтрак
07:20-07:30	БИ-5	MSG - визуальный осмотр аппаратуры
07:30-07:50	КЭ, <b>БИ-1, БИ-2, БИ-4, БИ-6</b>	Ежедневная конференция по планированию ( <i>S-band</i> )
07:30-07:45	БИ-5	Ежедневная конференция по планированию ( <i>S-band</i> )
07:45-09:05	БИ-5	ФУ ARED
07:50-08:05	КЭ	Подготовка к работе
07:50-08:15	<b>БИ-1, БИ-4, БИ-6</b>	Подготовка к работе
07:50-08:00	<b>БИ-2</b>	КАСКАД. Ручное перемешивание в биореакторе / <i>p/г 6238</i>
08:00-08:15	<b>БИ-2</b>	Подготовка к работе
08:05-08:15	КЭ	Операции по развертке мониторов атмосферного формальдегида (FMK)
08:15-08:30	КЭ	СВЕФ - извлечение РЕУ(2) и МЕУ из инкубатора
08:15-08:25	<b>БИ-1</b>	АСЕПТИК. Включение питания Главбокса и начало стерилизации. <i>Перег. со спец. / p/г 6232</i>
08:15-09:25	<b>БИ-2</b>	Замена БРП-М / <i>ПТО ВнуКД СМ п.9.2.11 стр.9-12 (221) + p/г 6237</i>

08:15-10:30	<b>БИ-4</b>	Разгрузка ТКГ №423 (СО1) с занесением информации в IMS / <i>РПР ТКГ №423 + p/г 6203</i>
08:15-09:05	БИ-6	BASS - подготовительные операции
08:30-08:40	КЭ	СВЕР - извлечение РЕУ (2) из инкубатора
08:35-09:25	<b>БИ-1</b>	Замена фильтров на пылесборниках ПС1, ПС2 в ФГБ ( <i>Уст. №008107 (00049950R), №008108 (00049951R), ФГБ1ПГО_4_419_1 Контейнер зоны 28Б. Отметить в IMS</i> ) / ЭС ФГБ п.4.3.1 стр. 4-6 (22)
08:40-08:50	КЭ	CIR - установка оборудования
08:50-09:50	КЭ	EMCS - перенос модуля
09:05-09:10	БИ-5	Подготовка к работе
09:05-11:05	БИ-6	FSHOES - операции по эксперименту
09:15-09:35	БИ-5	EMU - перемешивание воды
09:25-09:35	<b>БИ-1</b>	АСЕПТИК. Изменение положения оборудования в боксе / <i>p/г 6232</i>
09:25-09:35	<b>БИ-2</b>	<b>ПоУЗ</b> Стыковка ТМИ-разъема БРП-М к БИТС2-12 / <i>ПТО ВнукД СМ п.9.2.11 стр. 9-12 (221) + p/г 6237</i>
09:35-10:25	<b>БИ-1</b>	АСЕПТИК. Фотографирование питательной среды до начала эксперимента / <i>p/г 6232</i>
09:35-09:45	<b>БИ-2</b>	Замена БРП-М - заключительные операции / <i>ПТО ВнукД СМ п.9.2.11 стр.9-12 (221) + p/г 6237</i>
09:35-10:00	БИ-5	Дозаправка водой скафандра EMU
09:50-10:10	КЭ	EMCS - перенос модуля
10:00-12:30	<b>БИ-2</b>	МОТОКАРД. Выполнение эксперимента. <i>Перег. со спец. / p/г 6235</i>
10:00-10:20	БИ-5	EMU - перемешивание воды
10:10-10:25	КЭ	Работы по взятию пробы в контейнер GSC
10:20-11:05	БИ-5	Отбор проб из контура охлаждения EMU
10:30-10:55	<b>БИ-4</b>	МОТОКАРД. Помощь при проведении эксперимента / <i>p/г 6236</i>
10:35-10:40	<b>БИ-1</b>	АСЕПТИК. Отключение стерилизации бокса. <i>Перег. со спец. / p/г 6232</i>
10:40-11:50	КЭ	ФУ CEVIS
10:40-10:55	<b>БИ-1</b>	АСЕПТИК. Размещение в перчаточном боксе. <i>Перег. со спец. / p/г 6232</i>
10:55-11:25	<b>БИ-1</b>	АСЕПТИК. Отбор проб с поверхности и начало отбора проб воздуха после стерилизации. <i>Перег. со спец. / p/г 6232</i>
10:55-11:45	<b>БИ-4</b>	Разгрузка ТКГ №423 (СО1) с занесением информации в IMS / <i>РПР ТКГ №423+ p/г 6203</i>
11:05-12:15	БИ-5	ТО контура охлаждения скафандра EMU, часть 1
11:05-12:25	БИ-6	BASS - тестовые операции
11:25-11:55	<b>БИ-1</b>	АСЕПТИК. Редактирование и сброс фотоснимков на Землю / <i>p/г 6232</i>
11:45-13:00	<b>БИ-4</b>	ФУ ARED
11:50-11:55	КЭ	IVA - заполнение опросника по одежде для физических упражнений

11:55-12:10	КЭ	EMCS - установка ламп накачки
11:55-12:55	<b>БИ-1</b>	ФУ ВЕЛО - 3
12:10-13:10	КЭ	Обед
12:15-12:50	БИ-5	EMU - проверка расхода DCM
12:25-12:35	БИ-6	Подготовка оборудования в Columbus к проведению РАО
12:35-12:45	БИ-6	Подготовка экипажа к проведению РАО
12:45-13:05	БИ-6	Мероприятие по связям с общественностью
12:50-13:50	БИ-5	Обед
12:55-13:00	<b>БИ-1</b>	IVA - заполнение опросника по повседневной одежде / <a href="#">Методическое обеспечение АС</a>
13:00-14:00	<b>БИ-1, БИ-2, БИ-4</b>	Обед
13:05-14:05	БИ-6	Обед
13:10-13:15	КЭ	Укладка просохшей одежды
13:15-13:45	КЭ	EMU - отбор пробы воды
13:45-14:05	КЭ	EMU - проверка расхода DCM
13:55-14:15	БИ-5	Сеанс радилюбительской связи
14:00-14:20	<b>БИ-1</b>	<b>поУЗ</b> Продувка БС "Электрон-ВМ" после отключения / <a href="#">СОГС п.3.10 стр. 3-11 (26)</a>
14:00-14:05	<b>БИ-2</b>	IVA - заполнение опросника по повседневной одежде / <a href="#">Методическое обеспечение АС</a>
14:00-14:15	<b>БИ-4</b>	Контроль установки датчиков ИП-1 / <a href="#">СКДС п.3.9 стр. 3-5 (14)</a>
14:05-14:35	КЭ	ТО контура охлаждения скафандра EMU, часть 2
14:05-14:20	БИ-6	Приватная медицинская конференция
14:20-14:55	<b>БИ-1, БИ-2, БИ-4</b>	Видеосъемка приветствий / <a href="#">p/г 6234</a>
14:35-15:05	КЭ	EMU - проверка расхода DCM
14:35-16:05	БИ-6	ФУ ARED
14:55-15:00	<b>БИ-1</b>	АСЕПТИК. Контроль автоматического отключения насоса. <i>Перег. со спец.</i> / <a href="#">p/г 6232</a>
14:55-15:55	<b>БИ-2</b>	Чистка съёмных решеток ГЖТ 1, 2, 3 ФГБ / <a href="#">ЭС ФГБ п. 4.3.2 ш.2 стр. 4-7 (23)</a>
14:55-15:55	<b>БИ-4</b>	Разгрузка ТКГ №423 (СО1) с занесением информации в IMS / <a href="#">РПР ТКГ №423 + p/г 6203</a>
15:00-15:15	<b>БИ-1</b>	Вечерняя подготовка к работе
15:05-16:15	КЭ	EVA - осмотр фланца сублиматора
15:05-16:15	БИ-5	ФУ T2
15:15-15:25	<b>БИ-1</b>	АСЕПТИК. Подготовка и начало отбора проб воздуха / <a href="#">p/г 6232</a>
15:25-16:55	<b>БИ-1</b>	ФУ БД-2 -3
15:55-16:10	<b>БИ-4</b>	Приватная медицинская конференция ( <i>Ku+S-band</i> )
16:05-17:35	БИ-6	BASS - заключительные операции

16:10-16:30	<b>БИ-4</b>	Редактирование данных IMS / <i>СУИ п.2.2.1, 2.2.2, 2.3 стр.2-2 по 2-4 (11-13)</i>
16:30-16:35	<b>БИ-2</b>	Укладка просохшей одежды / <i>Методическое обеспечение АС</i>
16:30-17:45	<b>БИ-4</b>	ФУ БД-2 - 2
16:35-17:55	КЭ	ФУ ARED
16:35-17:15	<b>БИ-2</b>	Вечерняя подготовка к работе
16:55-17:00	<b>БИ-1</b>	IVA - заполнение опросника по одежде для физических упражнений / <i>Методическое обеспечение АС</i>
17:00-17:15	<b>БИ-1</b>	Приватная медицинская конференция ( <i>Ku+S-band</i> )
17:15-18:25	<b>БИ-1</b>	Операции перед сном
17:15-17:30	<b>БИ-2</b>	Приватная медицинская конференция ( <i>Ku+S-band</i> )
17:30-18:30	<b>БИ-2</b>	ФУ БД-2 - 2
17:35-18:35	БИ-5	ТО контура охлаждения скафандра EMU, часть 3
17:35-18:35	БИ-6	ФУ T2
17:45-18:15	<b>БИ-4</b>	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. Проведение эксперимента / <i>п/г 5895</i>
17:55-18:15	КЭ	Вечерняя подготовка к работе
18:15-18:30	КЭ	JRNL- запись в журнал
18:15-18:35	<b>БИ-4</b>	Вечерняя подготовка к работе
18:25-18:30	<b>БИ-1</b>	АСЕПТИК. Контроль автоматического отключения насоса. <i>Перег. со спец. / п/г 6232</i>
18:30-18:35	КЭ	IVA - заполнение опросника по повседневной одежде
18:30-18:35	<b>БИ-1</b>	Укладка просохшей одежды / <i>Методическое обеспечение АС</i>
18:30-18:35	<b>БИ-2</b>	IVA - заполнение опросника по одежде для физических упражнений / <i>Методическое обеспечение АС</i>
18:35-19:00	.	Ежедневная конференция по планированию ( <i>S-band</i> )
19:00-19:20	<b>БИ-1</b>	АСЕПТИК. Извлечение проб из бокса и размещение на инкубирование. Отключение питания Главбокса. <i>Перег. со спец. / п/г</i>
19:00-19:10	<b>БИ-2</b>	КАСКАД. Ручное перемешивание в биореакторе / <i>п/г 6238</i>
19:00-19:30	<b>БИ-4</b>	Вечерняя подготовка к работе
19:00-19:10	БИ-5	MSG - выключение питания Главбокса
19:00-19:15	БИ-6	HMS - фотографирование рационов питания
19:05-19:25	КЭ	Вечерняя подготовка к работе
19:10-19:20	<b>БИ-2</b>	Вечерняя подготовка к работе
19:10-19:30	БИ-5	Вечерняя подготовка к работе
19:15-19:30	БИ-6	Вечерняя подготовка к работе
19:20-20:30	<b>БИ-1</b>	АСЕПТИК. Заключительные операции с аппаратурой Главбокс. <i>Перег. со спец. / п/г 6232</i>
19:20-21:20	<b>БИ-2</b>	Операции перед сном
19:25-19:30	КЭ	Закрытие шторы иллюминатора в JPM
19:30-21:20	КЭ	Операции перед сном

19:30-21:30	<b>БИ-4, БИ-5</b>	Операции перед сном
19:30-21:25	БИ-6	Операции перед сном
20:30-21:20	<b>БИ-1</b>	Операции перед сном
21:20-21:25	КЭ	IVA - чтение напоминания по ношению одежды для физических упражнений
21:20-21:25	<b>БИ-1, БИ-2</b>	IVA - чтение напоминания по ношению одежды для физических упражнений / <i>Методическое обеспечение АС</i>
21:25-21:30	КЭ	IVA - чтение напоминания по ношению повседневной одежды
21:25-21:30	<b>БИ-1, БИ-2</b>	IVA - чтение напоминания по ношению повседневной одежды / <i>Методическое обеспечение АС</i>
21:25-21:30	БИ-6	REMINDER - чтение напоминания
21:30-06:00	.	Сон
<b>Task List</b>	<b>БИ-1, БИ-2, БИ-4</b>	Подготовка репортажей для сайта Роскосмоса / <i>р/э 4323</i>
		ЭКОН-М. Наблюдение и фотосъемка

**Примечания:**

1. Отсутствующие ссылки по американским работам см. в OSTPV
  2. Операции перед сном: ужин, подготовка суточного рациона, вечерний туалет
  3. Занятия на американских тренажерах для российских членов экипажа строго по Ф24 или OSTPV
- Конец p/г